

## Opis przedmiotu zamówienia

## Zadanie 1

**Testy paskowe do ujawniania krwi Hemophan op. 50szt. :**

Szybkie testy kontaktowe HEMOPHAN Test:

- stosowane w kryminalistyce do enzymatycznego ujawniania śladów krwi metodą kontaktową (dotykową),
- w postaci gotowych do użycia jednowskaźnikowych pasków testowych,
- dające barwną reakcję enzymatyczną w obecności hemoglobiny,
- o wysokiej czułości (wykrywalność od poziomu 5 erytrocytów w 1 µl próbki),
- pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej oraz utrzymujące wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo -ilościowego, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowej zawartości krwi w śladach biologicznych),
- konfekcjonowane fabrycznie, po 50 sztuk, w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, opatrzonych numerem serii i datą ważności.

## Zadanie 2

**Testy immunochromatograficzne do ujawniania krwi ludzkiej typu InstAlert FOB :**

Testy typu FOB do ujawniania krwi ludzkiej:

- gotowe do użycia płytki immunochromatograficzne, stosowane w kryminalistyce do ujawniania krwi ludzkiej w śladach biologicznych, specyficzne dla hemoglobiny ludzkiej, o wysokiej czułości (wykrywalność  $\leq 50$  ng/ml próbki) pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej i zachowujące wymaganą czułość detekcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo-ilościowego, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowych zawartości krwi w śladach biologicznych), jednostkowo hermetycznie foliowane, opatrzone numerem serii i datą ważności, z dołączonym buforem ekstrakcyjnym w ilościach równych ilościom testów, konfekcjonowanym w buteleczkach umożliwiającym zmniejszenie jego objętości przed wykonaniem testu oraz umieszczeniem w nim próbki o wielkości nie mniejszej niż 0,5cm,
- testy konfekcjonowane fabrycznie 20 - 25 sztuk w jednym jednostkowym opakowaniu, opatrzone numerem serii i datą ważności.

**Test do oznaczania specyficznego antygeny prostaty PSA Semiquant PSM 400 Seratec op.\*40szt. :**

- test do wykrywania obecności PSA stosowany w kryminalistyce do wykrywania obecności PSA w płynie nasiennym
- jednoetapowy, immunochromatograficzny test w postaci hermetycznie, oddzielnie zapakowanych płytek, zawierających kontrolę wewnętrzną i standard wewnętrzny (odpowiadający stężeniu PSA 4ng/ml), opatrzone numerem serii i datą ważności
- wysoce specyficzny dla PSA występującego w płynie nasiennym człowieka wysokiej czułości  $\leq 2$  ng/ml
- pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej i utrzymujące wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo -ilościowego
- konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 40 płytek